

EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY

PT#M/5-1/2020, EHK - 1113

## Bakteriologická diagnostika


### Legendy a úkoly k jednotlivým vzorkům:

1. Výtěr z krku od 19 letého pacienta s bolestí v krku a horečkou.


Úkol: určit signifikantního patogena.

*Arcanobacterium haemolyticum*

Vzorek dále obsahoval: *Streptococcus oralis*



Obr. 1 Columbia agar, 36°C, 48h, 5 % CO<sub>2</sub>. Foceno v protisvětle pro vyniknutí hemolýzy.




*Obr. 2 Columbia agar, 36°C, 48h, 5 % CO<sub>2</sub>.*

2. Izolát z hemokultury od pacienta z JIP.

Úkol: určit signifikantního patogena.

*Enterococcus casseliflavus*




Obr. 3 Columbia agar, 36°C, 24h, aerobně.

3. Stolice od 55 leté pacientky s průjmem a bolestmi břicha.

Úkol: edukativní vzorek (nehodnotí se).

***Salmonella enterica subsp. enterica sérovar Bareilly***




Obr. 4 Columbia agar, 36°C, 24h, aerobně.

4. Izolát z výtěru krku od dítěte (9 let) s akutní infekcí HCD.

**Úkol:** určit signifikantního patogena a vyšetřit citlivost k těmto antibiotikům: erytromycin (ERY), klindamycin (CLI).

### *Streptococcus pyogenes* ( $\beta$ hemolytický streptokok sk. A)



Obr. 5. Columbia agar, 36°C, 24h, 5 % CO<sub>2</sub>.

**Rozmezí inhibičních zón** naměřené v NRL pro antibiotika (5 měření, disková difuzní metoda EUCAST): ERY<sub>(15 µg)</sub>: 6 - 6 mm; CLI<sub>(2 µg)</sub>: 22 - 24 mm.

**Hodnoty MIC** naměřené v NRL pro antibiotika (5 měření, mikrodiluční metoda, MH bujón + 5 % lyzátu koňské krve +20 mg/l  $\beta$ -NAD; 36° C, 18 h): ERY: > 4 - > 4 mg/l; CLI: 0 ≤ 0,03 - ≤ 0,03 mg/l.

**Kmen je rezistentní k erytromycinu i ke klindamycinu (indukovaná rezistence).**



**5. Kmen *Pseudomonas aeruginosa* z moči**

**Úkol:** vyšetřit citlivost k těmto antibiotikům: amikacin, ceftazidim.

**Rozmezí inhibičních zón** naměřené v NRL pro antibiotika (5 měření, disková difuzní metoda EUCAST): **AMI**<sub>(30 μg)</sub>: **23 - 23 mm**; **CAZ**<sub>(10 μg)</sub>: **24 - 25 mm**.

**Hodnoty MIC** naměřené v NRL pro antibiotika (5 měření, mikrodiluční metoda, MH bujon, 36° C, 18 h): **AMI: 4 - 8 mg/l**; **CAZ: 4 - 8 mg/l**.

**Tento izolát z moči je citlivý k amikacinu a při zvýšené expozici je citlivý (I) k ceftazidimu.**

---