

Příloha 1: Přehled výsledků a použitých diagnostik**Stanovení IgG protilátek****EHK 1191 vzorek A - IgG**

| kód | hodnota | jednotky | výsledek | kit |
|-----|---------|-----------|----------|-----------|
| 011 | 5 | AU/ml | neg | Diasorin |
| 013 | 5 | AU/ml | neg | Diasorin |
| 016 | 0,9 | IP | neg | Testline |
| 018 | 58,403 | IU/l | neg | Euroimmun |
| 020 | 0,379 | IP | neg | Euroimmun |
| 026 | 0,3 | IP | neg | Testline |
| 028 | 101,51 | mIU/ml | neg | Medicon |
| 032 | 1,2 | IP | hr | Chorus |
| 034 | 5 | AU/ml | neg | Diasorin |
| 039 | 0,21 | IP | neg | Testline |
| 044 | 1 | IP | hr | Chorus |
| 051 | 0,43 | IP | neg | Euroimmun |
| 053 | 0,29 | IP | neg | Vidas |
| 064 | 0,217 | IP | neg | Euroimmun |
| 065 | 0,6 | IP | neg | Chorus |
| 066 | 5 | AU/ml | neg | Diasorin |
| 068 | 96,2 | IU/L | neg | Diasorin |
| 115 | 5,02 | AU/ml | neg | Diasorin |
| 156 | 49 | IU/L | neg | Euroimmun |
| 209 | 11,5 | NTU | hr | Novatec |
| 211 | 7,52 | AU/ml | neg | Diasorin |
| 214 | 5,9 | AU/ml | neg | Diasorin |
| 230 | 0,34 | IP | neg | Euroimmun |
| 241 | 0,47 | IP | neg | Euroimmun |
| 290 | 0,6 | IP | neg | Chorus |
| 316 | 5 | AU/ml | neg | Diasorin |
| 339 | 5 | AU/ml | neg | Diasorin |
| 344 | 0,35 | IP | neg | Jiný |
| 347 | 6,76 | AU/ml | neg | Diasorin |
| 350 | 0,7 | IP | neg | Chorus |
| 354 | 5 | AU/ml | neg | Diasorin |
| 363 | 5 | AU/ml | neg | Diasorin |
| 365 | 0,7 | neuveveno | neg | Chorus |
| 373 | 5,4 | AU/ml | neg | Diasorin |
| 390 | 0,8 | IP | neg | Chorus |
| 398 | 0,7 | IP | neg | Chorus |
| 441 | 5 | AU/ml | neg | Diasorin |
| 456 | 1,7 | IP | poz | Chorus |
| 460 | 0 | IU/l | neg | Euroimmun |

| | | | | |
|------------|--------|-----------|------------|-----------------|
| 545 | 0,4 | IP | neg | Jiný |
| 550 | 5 | AU/ml | neg | Diasorin |
| 551 | 5 | AU/ml | neg | Diasorin |
| 552 | 5 | AU/ml | neg | Diasorin |
| 554 | 97,809 | IU/l | neg | Euroimmun |
| 566 | 0,3 | IP | neg | Euroimmun |
| 569 | 0,7 | IP | neg | Chorus |
| 595 | 5,29 | AU/ml | neg | Diasorin |
| 598 | 0,19 | neuveдено | neg | Euroimmun |
| 633 | 55,16 | IU/l | neg | Euroimmun |
| 637 | 0,7 | IP | neg | Chorus |
| 641 | 8,36 | AU/ml | neg | Diasorin |
| 647 | 0,24 | IP | neg | Testline |
| 675 | 51,29 | IU/l | neg | Euroimmun |
| 702 | 5 | AU/ml | neg | Diasorin |
| 743 | 71,5 | IU/L | poz | Orgentec |
| 755 | 0,27 | IP | neg | Euroimmun |
| 757 | 5 | AU/ml | neg | Diasorin |
| 759 | 0,792 | IP | neg | Vircell |
| 786 | 7,4 | AU/ml | neg | Neuveдено |
| 792 | 50 | IU/l | neg | Euroimmun |
| NRL | | | neg | Testline |

EHK 1191 vzorek B - IgG

| kód | hodnota | jednotky | výsledek | kit |
|-----|---------|----------|----------|-----------|
| 011 | 300.000 | AU/ml | poz | Diasorin |
| 013 | 2200 | AU/ml | poz | Diasorin |
| 016 | 8,5 | IP | poz | Testline |
| 018 | over | IU/l | poz | Euroimmun |
| 020 | 4.169 | IP | poz | Euroimmun |
| 026 | 9,69 | IP | poz | Testline |
| 028 | 11000 | mIU/ml | poz | Medicon |
| 032 | 12,8 | IP | poz | Chorus |
| 034 | 300 | AU/ml | poz | Diasorin |
| 039 | 8,58 | IP | poz | Testline |
| 044 | 7,4 | IP | poz | Chorus |
| 051 | 4,89 | IP | poz | Euroimmun |
| 053 | 3,31 | IP | poz | Vidas |
| 064 | 3,019 | IP | poz | Euroimmun |
| 065 | 9,2 | IP | poz | Chorus |
| 066 | 300 | AU/ml | poz | Diasorin |
| 068 | 5100 | IU/l | poz | Diasorin |
| 115 | 300 | AU/ml | poz | Diasorin |

| | | | | |
|------------|----------|------------|------------|-----------------|
| 156 | 4825 | IU/l | poz | Euroimmun |
| 209 | 44 | NTU | poz | Novatec |
| 211 | 300 | AU/ml | poz | Diasorin |
| 214 | 300 | AU/ml | poz | Diasorin |
| 230 | 3,98 | IP | poz | Euroimmun |
| 241 | 3,93 | IP | poz | Euroimmun |
| 290 | 12,7 | IP | poz | Chorus |
| 316 | 300 | AU/ml | poz | Diasorin |
| 339 | 300 | AU/ML | poz | Diasorin |
| 344 | 2,02 | IP | poz | Jiný |
| 347 | over | AU/ml | poz | Diasorin |
| 350 | 9,9 | IP | poz | Chorus |
| 354 | 300 | AU/ml | poz | Diasorin |
| 363 | 300 | AU/ml | poz | Diasorin |
| 365 | 9,6 | neuvvedeno | poz | Chorus |
| 373 | 300 | AU/ml | poz | Diasorin |
| 390 | 9,3 | IP | poz | Chorus |
| 398 | 8,5 | IP | poz | Chorus |
| 441 | 300 | AU/ml | poz | Diasorin |
| 456 | 6,5 | IP | poz | Chorus |
| 460 | 5398,489 | IU/l | poz | Euroimmun |
| 545 | 3,7 | IP | poz | Jiný |
| 550 | 300 | AU/ml | poz | Diasorin |
| 551 | 300 | AU/ml | poz | Diasorin |
| 552 | 2190 | AU/ml | poz | Diasorin |
| 554 | 5653,259 | IU/l | poz | Euroimmun |
| 566 | 2,33 | IP | poz | Euroimmun |
| 569 | 13,8 | IP | poz | Chorus |
| 595 | 300 | AU/ml | poz | Diasorin |
| 598 | 1,5 | neuvvedeno | poz | Euroimmun |
| 633 | over | IU/l | poz | Euroimmun |
| 637 | 7,1 | IP | poz | Chorus |
| 641 | 300 | AU/ml | poz | Diasorin |
| 647 | 7,64 | IP | poz | Testline |
| 675 | 1000 | IU/l | poz | Euroimmun |
| 702 | 300 | AU/ml | poz | Diasorin |
| 743 | over | IU/l | poz | Orgentec |
| 755 | 4,02 | IP | poz | Euroimmun |
| 757 | over | AU/ml | poz | Diasorin |
| 759 | 7,051 | IP | poz | Vircell |
| 786 | 300 | AU/ml | poz | Neuvvedeno |
| 792 | 5000 | IU/l | poz | Euroimmun |
| NRL | | | poz | Testline |

EHK 1191 vzorek C - IgG

| kód | hodnota | jednotky | výsledek | kit |
|-----|----------|-----------|----------|-----------|
| 011 | 300 | AU/ml | poz | Diasorin |
| 013 | 2200 | AU/ml | poz | Diasorin |
| 016 | 8,5 | IP | poz | Testline |
| 018 | over | IU/l | poz | Euroimmun |
| 020 | 4,169 | IP | poz | Euroimmun |
| 026 | 9,69 | IP | poz | Testline |
| 028 | 11000 | mIU/ml | poz | Medicon |
| 032 | 12,8 | IP | poz | Chorus |
| 034 | 300 | AU/ml | poz | Diasorin |
| 039 | 8,58 | IP | poz | Testline |
| 044 | 7,4 | IP | poz | Chorus |
| 051 | 4,89 | IP | poz | Euroimmun |
| 053 | 3,31 | IP | poz | Vidas |
| 064 | 3,019 | IP | poz | Euroimmun |
| 065 | 9,2 | IP | poz | Chorus |
| 066 | 300 | AU/ml | poz | Diasorin |
| 068 | 5100 | IU/l | poz | Diasorin |
| 115 | 300 | AU/ml | poz | Diasorin |
| 156 | 4825 | IU/l | poz | Euroimmun |
| 209 | 44 | NTU | poz | Novatec |
| 211 | 300 | AU/ml | poz | Diasorin |
| 214 | 300 | AU/ml | poz | Diasorin |
| 230 | 3,98 | IP | poz | Euroimmun |
| 241 | 3,93 | IP | poz | Euroimmun |
| 290 | 12,7 | IP | poz | Chorus |
| 316 | 300 | AU/ml | poz | Diasorin |
| 339 | 300 | AU/ML | poz | Diasorin |
| 344 | 2,02 | IP | poz | Jiný |
| 347 | over | AU/ml | poz | Diasorin |
| 350 | 9,9 | IP | poz | Chorus |
| 354 | 300 | AU/ml | poz | Diasorin |
| 363 | 300 | AU/ml | poz | Diasorin |
| 365 | 9,6 | neuveveno | poz | Chorus |
| 373 | 300 | AU/ml | poz | Diasorin |
| 390 | 9,3 | IP | poz | Chorus |
| 398 | 8,5 | IP | poz | Chorus |
| 441 | 300 | AU/ml | poz | Diasorin |
| 456 | 6,5 | IP | poz | Chorus |
| 460 | 5398,489 | IU/l | poz | Euroimmun |
| 545 | 3,7 | IP | poz | Jiný |
| 550 | 300 | AU/ml | poz | Diasorin |

| | | | | |
|------------|----------|-----------|------------|-----------------|
| 551 | 300 | AU/ml | poz | Diasorin |
| 552 | 2190 | AU/ml | poz | Diasorin |
| 554 | 5653,259 | IU/l | poz | Euroimmun |
| 566 | 2,33 | IP | poz | Euroimmun |
| 569 | 13,8 | IP | poz | Chorus |
| 595 | 300 | AU/ml | poz | Diasorin |
| 598 | 1,5 | neuveдено | poz | Euroimmun |
| 633 | over | IU/l | poz | Euroimmun |
| 637 | 7,1 | IP | poz | Chorus |
| 641 | 300 | AU/ml | poz | Diasorin |
| 647 | 7,64 | IP | poz | Testline |
| 675 | 1000 | IU/l | poz | Euroimmun |
| 702 | 300 | AU/ml | poz | Diasorin |
| 743 | over | IU/l | poz | Orgentec |
| 755 | 4,02 | IP | poz | Euroimmun |
| 757 | over | AU/ml | poz | Diasorin |
| 759 | 7,051 | IP | poz | Vircell |
| 786 | 300 | AU/ML | poz | Neuveдено |
| 792 | 5000 | IU/l | poz | Euroimmun |
| NRL | | | poz | Testline |

EHK 1191 vzorek D - IgG

| kód | hodnota | jednotky | výsledek | kit |
|-----|---------|----------|----------|-----------|
| 011 | 300 | AU/ml | poz | Diasorin |
| 013 | 16200 | AU/ml | poz | Diasorin |
| 016 | 11 | IP | poz | Testline |
| 018 | over | IU/l | poz | Euroimmun |
| 020 | 4,889 | IP | poz | Euroimmun |
| 026 | 10,61 | IP | poz | Testline |
| 028 | over | mIU/ml | poz | Medicon |
| 032 | 15 | IP | poz | Chorus |
| 034 | 300 | AU/ml | poz | Diasorin |
| 039 | 10,01 | IP | poz | Testline |
| 044 | 7,3 | IP | poz | Chorus |
| 051 | 6,24 | IP | poz | Euroimmun |
| 053 | 3,684 | IP | poz | Vidas |
| 064 | 3,019 | IP | poz | Euroimmun |
| 065 | 10,7 | IP | poz | Chorus |
| 066 | 300 | AU/ml | poz | Diasorin |
| 068 | 5100 | IU/l | poz | Diasorin |
| 115 | 300 | AU/ml | poz | Diasorin |
| 156 | 5000 | IU/l | poz | Euroimmun |
| 209 | 64 | NTU | poz | Novatec |

| | | | | |
|------------|----------|------------|------------|-----------------|
| 211 | 300 | AU/ml | poz | Diasorin |
| 214 | 300 | AU/ml | poz | Diasorin |
| 230 | 5,06 | IP | poz | Euroimmun |
| 241 | 4,6 | IP | poz | Euroimmun |
| 290 | 14 | IP | poz | Chorus |
| 316 | 300 | AU/ml | poz | Diasorin |
| 339 | 300 | AU/ML | poz | Diasorin |
| 344 | 1,96 | IP | poz | Jiný |
| 347 | over | AU/ml | poz | Diasorin |
| 350 | 10,8 | IP | poz | Chorus |
| 354 | 300 | AU/ml | poz | Diasorin |
| 363 | 300 | AU/ml | poz | Diasorin |
| 365 | 10,8 | neuvvedeno | poz | Chorus |
| 373 | 300 | AU/ml | poz | Diasorin |
| 390 | 10 | IP | poz | Chorus |
| 398 | 10,2 | IP | poz | Chorus |
| 441 | 300 | AU/ml | poz | Diasorin |
| 456 | 7 | IP | poz | Chorus |
| 460 | 7672,237 | IU/l | poz | Euroimmun |
| 545 | 4,1 | IP | poz | Jiný |
| 550 | 300 | AU/ml | poz | Diasorin |
| 551 | 300 | AU/ml | poz | Diasorin |
| 552 | 9300 | AU/ml | poz | Diasorin |
| 554 | 5653,259 | IU/l | poz | Euroimmun |
| 566 | 2,91 | IP | poz | Euroimmun |
| 569 | 10 | IP | poz | Chorus |
| 595 | 300 | AU/ml | poz | Diasorin |
| 598 | 1,73 | neuvvedeno | poz | Euroimmun |
| 633 | over | IU/l | poz | Euroimmun |
| 637 | 8,5 | IP | poz | Chorus |
| 641 | 300 | AU/ml | poz | Diasorin |
| 647 | 8,05 | IP | poz | Testline |
| 675 | 1000 | IU/l | poz | Euroimmun |
| 702 | 300 | AU/ml | poz | Diasorin |
| 743 | over | IU/l | poz | Orgentec |
| 755 | 5,24 | IP | poz | Euroimmun |
| 757 | over | AU/ml | poz | Diasorin |
| 759 | 6,512 | IP | poz | Vircell |
| 786 | 300 | AU/ML | poz | Neuvvedeno |
| 792 | 5000 | IU/l | poz | Euroimmun |
| NRL | | | poz | Testline |

Stanovení IgM protilátek**EHK 1191 vzorek A - IgM**

| kód | hodnota | jednotky | výsledek | kit |
|-----|---------|-----------|----------|---------------|
| 013 | 0,12 | IP | neg | Diasorin |
| 016 | 0,3 | IP | neg | Testline |
| 018 | 0,138 | IP | neg | Euroimmun |
| 020 | 0,12 | IP | neg | Euroimmun |
| 026 | 0,3 | IP | neg | Testline |
| 028 | 5,84 | AU/ml | neg | Medicon |
| 032 | 0,2 | IP | neg | Chorus |
| 034 | 0,12 | IP | neg | Diasorin |
| 039 | 0,38 | IP | neg | Testline |
| 044 | 0,2 | IP | neg | Chorus |
| 051 | 0,26 | IP | neg | Euroimmun |
| 064 | 0,217 | IP | neg | Euroimmun |
| 065 | 0,2 | IP | neg | Chorus |
| 066 | 0,12 | IP | neg | Diasorin |
| 068 | 3,5 | IU/ml | neg | Diasorin |
| 115 | 0,2 | IP | neg | Diasorin |
| 156 | 0,238 | IP | neg | Euroimmun |
| 211 | 0,4 | IP | neg | Euroimmun |
| 214 | 0,1 | IP | neg | Diasorin |
| 230 | 0,321 | IP | neg | Jiný |
| 241 | 0,32 | IP | neg | Euroimmun |
| 290 | 0,2 | IP | neg | Chorus |
| 316 | 0,49 | IP | neg | Diasorin |
| 339 | 0,13 | IP | neg | Diasorin |
| 344 | 0,16 | IP | neg | Virion/Serion |
| 347 | 0,1 | IP | neg | Diasorin |
| 350 | 0,2 | IP | neg | Chorus |
| 354 | 0,39 | IP | neg | Diasorin |
| 363 | 0,15 | IP | neg | Diasorin |
| 365 | 0,4 | neuvedeno | neg | Chorus |
| 373 | 0,2 | IP | neg | Diasorin |
| 390 | 0,5 | IP | neg | Chorus |
| 398 | 0,2 | IP | neg | Chorus |
| 441 | 0,5 | IP | neg | Diasorin |
| 456 | 0,2 | IP | neg | Chorus |
| 460 | 0,162 | IP | neg | Euroimmun |
| 550 | 0,13 | IP | neg | Diasorin |
| 551 | 0,5 | IP | neg | Diasorin |
| 552 | 0,1 | IP | neg | Diasorin |
| 554 | 0,251 | IP | neg | Euroimmun |

| | | | | |
|------------|------|-----------|------------|-----------------|
| 566 | 0,25 | IP | neg | Euroimmun |
| 569 | 0,1 | IP | neg | Chorus |
| 595 | 0,12 | IP | neg | Diasorin |
| 598 | 0,11 | neuveдено | neg | Euroimmun |
| 633 | 0,16 | IP | neg | Euroimmun |
| 637 | 0,2 | IP | neg | Chorus |
| 641 | 0,11 | IP | neg | Diasorin |
| 647 | 0,2 | IP | neg | Testline |
| 675 | 0,19 | IP | neg | Euroimmun |
| 702 | 0,14 | IP | neg | Diasorin |
| 743 | 3 | mIU/l | neg | Jiný |
| 755 | 0,15 | IP | neg | Euroimmun |
| 759 | 0,22 | IP | neg | Vircell |
| 786 | 0,5 | IP | neg | Neuveдено |
| 792 | 0,15 | IP | neg | Euroimmun |
| NRL | | | neg | Testline |

EHK 1191 vzorek B - IgM

| kód | hodnota | jednotky | výsledek | kit |
|-----|---------|----------|----------|-----------|
| 013 | 0,14 | IP | neg | Diasorin |
| 016 | 0,3 | IP | neg | Testline |
| 018 | 0,246 | IP | neg | Euroimmun |
| 020 | 0,274 | IP | neg | Euroimmun |
| 026 | 0,34 | IP | neg | Testline |
| 028 | 7,59 | AU/ml | neg | Medicon |
| 032 | 0,2 | IP | neg | Chorus |
| 034 | 0,19 | IP | neg | Diasorin |
| 039 | 0,42 | IP | neg | Testline |
| 044 | 0,2 | IP | neg | Chorus |
| 051 | 0,75 | IP | neg | Euroimmun |
| 064 | 0,467 | IP | neg | Euroimmun |
| 065 | 0,3 | IP | neg | Chorus |
| 066 | 0,15 | IP | neg | Diasorin |
| 068 | 3,5 | IU/ml | neg | Diasorin |
| 115 | 0,24 | IP | neg | Diasorin |
| 156 | 0,321 | IP | neg | Euroimmun |
| 211 | 1,2 | IP | neg | Euroimmun |
| 214 | 0,1 | IP | neg | Diasorin |
| 230 | 0,51 | IP | neg | Jiný |
| 241 | 0,57 | IP | neg | Euroimmun |
| 290 | 0,2 | IP | neg | Chorus |
| 316 | 0,27 | IP | neg | Diasorin |
| 339 | 0,16 | IP | neg | Diasorin |

| | | | | |
|------------|-------|-----------|------------|-----------------|
| 344 | 0,21 | IP | neg | Virion/Serion |
| 347 | 0,14 | IP | neg | Diasorin |
| 350 | 0,1 | IP | neg | Chorus |
| 354 | 0,37 | IP | neg | Diasorin |
| 363 | 0,4 | IP | neg | Diasorin |
| 365 | 0,4 | neuveдено | neg | Chorus |
| 373 | 0,2 | IP | neg | Diasorin |
| 390 | 0,3 | IP | neg | Chorus |
| 398 | 0,2 | IP | neg | Chorus |
| 441 | 0,5 | IP | neg | Diasorin |
| 456 | 0,3 | IP | neg | Chorus |
| 460 | 0,233 | IP | neg | Euroimmun |
| 550 | 0,14 | IP | neg | Diasorin |
| 551 | 0,5 | IP | neg | Diasorin |
| 552 | 0,2 | IP | neg | Diasorin |
| 554 | 0,414 | IP | neg | Euroimmun |
| 566 | 0,49 | IP | neg | Euroimmun |
| 569 | 0,1 | IP | neg | Chorus |
| 595 | 0,29 | IP | neg | Diasorin |
| 598 | 0,11 | neuveдено | neg | Euroimmun |
| 633 | 0,28 | IP | neg | Euroimmun |
| 637 | 0,1 | IP | neg | Chorus |
| 641 | 0,12 | IP | neg | Diasorin |
| 647 | 0,22 | IP | neg | Testline |
| 675 | 0,3 | IP | neg | Euroimmun |
| 702 | 0,16 | IP | neg | Diasorin |
| 743 | 5,9 | mIU/ml | neg | Jiný |
| 755 | 0,33 | IP | neg | Euroimmun |
| 759 | 0,253 | IP | neg | Vircell |
| 786 | 0,5 | IP | neg | Neuveдено |
| 792 | 0,22 | IP | neg | Euroimmun |
| NRL | | | neg | Testline |

EHK 1191 vzorek C - IgM

| kód | hodnota | jednotky | výsledek | kit |
|-----|---------|----------|----------|-----------|
| 013 | 0,15 | IP | neg | Diasorin |
| 016 | 0,3 | IP | neg | Testline |
| 018 | 0,139 | IP | neg | Euroimmun |
| 020 | 0,082 | IP | neg | Euroimmun |
| 026 | 0,23 | IP | neg | Testline |
| 028 | 4,63 | AU/ml | neg | Medicon |
| 032 | 0,2 | IP | neg | Chorus |
| 034 | 0,17 | IP | neg | Diasorin |

| | | | | |
|-----|-------|-----------|-----|---------------|
| 039 | 0,22 | IP | neg | Testline |
| 044 | 0,1 | IP | neg | Chorus |
| 051 | 0,14 | IP | neg | Euroimmun |
| 064 | 0,101 | IP | neg | Euroimmun |
| 065 | 0,2 | IP | neg | Chorus |
| 066 | 0,16 | IP | neg | Diasorin |
| 068 | 4 | AU/ml | neg | Diasorin |
| 115 | 0,28 | IP | neg | Diasorin |
| 156 | 0,077 | IP | neg | Euroimmun |
| 211 | 0,2 | IP | neg | Euroimmun |
| 214 | 0,1 | IP | neg | Diasorin |
| 230 | 0,231 | IP | neg | Jiný |
| 241 | 0,22 | IP | neg | Euroimmun |
| 290 | 0,1 | IP | neg | Chorus |
| 316 | 0,27 | IP | neg | Diasorin |
| 339 | 0,21 | IP | neg | Diasorin |
| 344 | 0,15 | IP | neg | Virion/Serion |
| 347 | 0,16 | IP | neg | Diasorin |
| 350 | 0,1 | IP | neg | Chorus |
| 354 | 0,39 | IP | neg | Diasorin |
| 363 | 0,22 | IP | neg | Diasorin |
| 365 | 0,2 | neuveдено | neg | Chorus |
| 373 | 0,2 | IP | neg | Diasorin |
| 390 | 0,2 | IP | neg | Chorus |
| 398 | 0,1 | IP | neg | Chorus |
| 441 | 0,5 | IP | neg | Diasorin |
| 456 | 0,2 | IP | neg | Chorus |
| 460 | 0,087 | IP | neg | Euroimmun |
| 550 | 0,15 | IP | neg | Diasorin |
| 551 | 0,5 | IP | neg | Diasorin |
| 552 | 0,2 | IP | neg | Diasorin |
| 554 | 0,135 | IP | neg | Euroimmun |
| 566 | 0,09 | IP | neg | Euroimmun |
| 569 | 0,1 | IP | neg | Chorus |
| 595 | 0,15 | IP | neg | Diasorin |
| 598 | 0,05 | neuveдено | neg | Euroimmun |
| 633 | 0,09 | IP | neg | Euroimmun |
| 637 | 0,1 | IP | neg | Chorus |
| 641 | 0,17 | IP | neg | Diasorin |
| 647 | 0,12 | IP | neg | Testline |
| 675 | 0,13 | IP | neg | Euroimmun |
| 702 | 0,22 | IP | neg | Diasorin |
| 743 | 1,5 | mIU/ml | neg | Jiný |

| | | | | |
|------------|-------|----|------------|-----------------|
| 755 | 0,1 | IP | neg | Euroimmun |
| 759 | 0,139 | IP | neg | Vircell |
| 786 | 0,5 | IP | neg | Neuvedeno |
| 792 | 0,07 | IP | neg | Euroimmun |
| NRL | | | neg | Testline |

EHK 1191 vzorek D - IgM

| kód | hodnota | jednotky | výsledek | kit |
|-----|---------|-----------|----------|---------------|
| 013 | 4,8 | IP | poz | Diasorin |
| 016 | 4,7 | IP | poz | Testline |
| 018 | 3,323 | IP | poz | Euroimmun |
| 020 | 2,919 | IP | poz | Euroimmun |
| 026 | 9,63 | IP | poz | Testline |
| 028 | 79,24 | AU/ml | poz | Medicon |
| 032 | 3,8 | IP | poz | Chorus |
| 034 | 4,8 | IP | poz | Diasorin |
| 039 | 12,61 | IP | poz | Testline |
| 044 | 3,9 | IP | poz | Chorus |
| 051 | 3,12 | IP | poz | Euroimmun |
| 064 | 2,736 | IP | poz | Euroimmun |
| 065 | 4,5 | IP | poz | Chorus |
| 066 | 4 | IP | poz | Diasorin |
| 068 | 110 | IU/ml | poz | Diasorin |
| 115 | 7,9 | IP | poz | Diasorin |
| 156 | 3,836 | IP | poz | Euroimmun |
| 211 | 3 | IP | poz | Euroimmun |
| 214 | 4 | IP | poz | Diasorin |
| 230 | 3,474 | IP | poz | Jiný |
| 241 | 2,79 | IP | poz | Euroimmun |
| 290 | 6,2 | IP | poz | Chorus |
| 316 | 5,8 | IP | poz | Diasorin |
| 339 | 5,8 | IP | poz | Diasorin |
| 344 | 2,22 | IP | poz | Virion/Serion |
| 347 | 4,9 | IP | poz | Diasorin |
| 350 | 6,6 | IP | poz | Chorus |
| 354 | 11 | IP | poz | Diasorin |
| 363 | 7,5 | IP | poz | Diasorin |
| 365 | 5,9 | neuvedeno | poz | Chorus |
| 373 | 4,9 | IP | poz | Diasorin |
| 390 | 6 | IP | poz | Chorus |
| 398 | 3,8 | IP | poz | Chorus |
| 441 | 4 | IP | poz | Diasorin |
| 456 | 4,2 | IP | poz | Chorus |

| | | | | |
|------------|-------|-----------|------------|-----------------|
| 460 | 3,943 | IP | poz | Euroimmun |
| 550 | 4,9 | IP | poz | Diasorin |
| 551 | 4 | IP | poz | Diasorin |
| 552 | 6,5 | IP | poz | Diasorin |
| 554 | 4,079 | IP | poz | Euroimmun |
| 566 | 4,47 | IP | poz | Euroimmun |
| 569 | 6,2 | IP | poz | Chorus |
| 595 | 5 | IP | poz | Diasorin |
| 598 | 3,81 | neuveдено | poz | Euroimmun |
| 633 | 3,66 | IP | poz | Euroimmun |
| 637 | 5,5 | IP | poz | Chorus |
| 641 | 4,5 | IP | poz | Diasorin |
| 647 | 7,87 | IP | poz | Testline |
| 675 | 3,52 | IP | poz | Euroimmun |
| 702 | 5,1 | IP | poz | Diasorin |
| 743 | over | mIU/ml | poz | Jiný |
| 755 | 3,19 | IP | poz | Euroimmun |
| 759 | 4,38 | IP | poz | Vircell |
| 786 | 3,5 | IP | poz | Neuveдено |
| 792 | 4 | IP | poz | Euroimmun |
| NRL | | | poz | Testline |