



Státní zdravotní ústav
Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti
Poskytovatel zkoušení způsobilosti č. 7001 akreditovaný ČIA
podle ČSN EN ISO/IEC 17043: 2023
Šrobárova 49/48, 100 00, Praha 10



Příloha Závěrečné zprávy pro PT#M/31/2025 (Souhrn výsledků EHK 1496), která je nedílnou součástí této zprávy.

Příloha 1 - Souhrn výsledků EHK HPV 2025 zúčastněných laboratoří

KÓD LAB	TEST PCR	VZOREK č. 1		VZOREK č. 2		VZOREK č. 3		VZOREK č. 4		VZOREK č. 5		BODOVÉ HODNOCENÍ
		LR	HR	LR	HR	LR	HR	LR	HR	LR	HR	
16	Allplex HPV28 Detection, Seegene	HPV 11	NEG.	NEG.	NEG.	NEG.	HPV 18	NEG.	HPV 18	NEG.	HPV 16	10
26	Xpert® HPV, Cepheid	-	NEG.	-	NEG.	-	HPV 18_45	-	HPV 18_45	-	HPV 16 HPV 18_45	9
64	HPV 14 Screening & 16,18,45 Typing Real-TM Quant, Sacace Biotechnologies	-	NEG.	-	NEG.	-	HPV 18, HPV screen	-	HPV 18, HPV screen	-	HPV 16, HPV screen	10
156	Allplex HPV 28 Detection, Seegene	HPV 11	NEG.	NEG.	NEG.	NEG.	HPV 18	NEG.	HPV 18	NEG.	HPV 16	10
192	Human Papilloma Virus (HPV) screening PCR Kit, GeneProof	-	NEG.	-	NEG.	-	HPV 18, HPV HR	-	HPV 18, HPV HR	-	HPV 16, HPV HR	10
211	Allplex HPV 28 Detection, Seegene	HPV 11	NEG.	NEG.	NEG.	NEG.	HPV 18	NEG.	HPV 18	NEG.	HPV 16	10
316	Xpert®HPV, Cepheid	-	NEG.	-	NEG.	-	HPV 18_45	-	HPV 18_45	-	HPV 16	10
317	Human Papilloma Virus (HPV) screening PCR Kit, GeneProof	-	NEG.	-	NEG.	-	HPV 18	-	HPV 18	-	HPV 16	10

346	Cobas 4800 HR HPV panel, HPV 16/18, Roche	-	NEG.	-	NEG.	-	HPV 18	-	HPV 18	-	HPV 16	10
355	"in house"- PCR /restrikční analýza	HPV 6	NEG.	NEG.	NEG.	NEG.	HPV 18	NEG.	HPV 18	NEG.	HPV 16	9
356	NeoPlex™ HPV 29 Kit, Genematrix	HPV 11	NEG.	NEG.	NEG.	NEG.	HPV 18	NEG.	HPV 18	NEG.	HPV 16 HPV 18	9
365	Cobas 4800 Amplification/Detection Kit, Roche	-	NEG.	-	NEG.	-	HPV 18	-	HPV 18	-	HPV 16	10
369	Allplex HPV28 Detection, Seegene	HPV 11	NEG.	NEG.	NEG.	NEG.	HPV 18	NEG.	HPV 18	NEG.	HPV 16	10
460	HPV Genotypes 14 Real-TM Quant, Sacace Biotechnologies	-	NEG.	-	NEG.	-	HPV 18	-	HPV 18	-	HPV 16	9
481	Allplex HPV28 Detection, Seegene	HPV 11	NEG.	HPV 11	NEG.	NEG.	HPV 18	HPV 11	HPV 18	NEG.	HPV 16	8
494	Cobas 4800 HR HPV panel, HPV 16/18, Roche	-	NEG.	-	NEG.	-	HPV 18	-	HPV 18	-	HPV 16	9
508	Cobas 4800 HPV Amplification / Detection Kit, Roche	-	NEG.	-	NEG.	-	HPV 18	-	HPV 18	-	HPV 16	10
530	Cobas 4800 HPV Test, Roche	-	NEG.	-	NEG.	-	HPV 18	-	HPV 18	-	HPV 16	10
531	Cobas 4800 HPV Test, Roche	-	NEG.	-	NEG.	-	HPV 18	-	HPV 18	-	HPV 16	10
539	Allplex HR HPV Detection, Seegene, eSens HPV LR 6/11 genotype QL PCR Kit, Ecoli	HPV 11	NEG.	NEG.	NEG.	NEG.	HPV 18	NEG.	HPV 18	NEG.	HPV 16	10
541	HPV 14 Screening 16,18,45 Typing Real-TM Quant, Sacace Biotechnologies	-	NEG.	-	NEG.	-	HPV 18	-	HPV 18	-	HPV 16	10

552	Human Papilloma Virus (HPV) Screening PCR Kit, GeneProof	-	NEG.	-	NEG.	-	HPV 18	-	HPV 18	-	HPV 16	10
554	Allplex HPV28 Detection, Seegene	HPV 11	NEG.	HPV 11	NEG.	NEG.	HPV 18	NEG.	HPV 18	NEG.	HPV 16	9
595	Allplex HPV28 Detection, Seegene	HPV 11	NEG.	NEG.	NEG.	NEG.	HPV 18	NEG.	HPV 18	NEG.	HPV 16	10
598	Allplex HPV28 Detection, Seegene	HPV 11	NEG.	NEG.	NEG.	NEG.	HPV 18	NEG.	HPV 18	NEG.	HPV 16	10
641	Allplex HPV28 Detection, Seegene	HPV 11	NEG.	NEG.	HPV 18	NEG.	HPV 18	NEG.	HPV 18 HPV 16	NEG.	HPV 16 HPV 52	6
696	Allplex HPV28 Detection, Seegene	HPV 11	NEG.	NEG.	NEG.	NEG.	HPV 18	NEG.	HPV 18	NEG.	HPV 16	10
702	Xpert®HPV, Cepheid	-	NEG.	-	NEG.	-	HPV 18_45	-	HPV 18_45	-	HPV 16	10
734	Cobas 6800 HPV Amplification / Detection Kit, Roche	-	NEG.	-	NEG.	-	HPV 18	-	HPV 18	-	HPV 16	10
736	Allinity m High Risk (HR) HPV assay, Abbott	HPV 11	NEG.	NEG.	NEG.	NEG.	HPV 18	NEG.	HPV 18	NEG.	HPV 16	10
742	Allplex HPV28 Detection, Seegene	HPV 11	NEG.	NEG.	NEG.	NEG.	HPV 18	NEG.	HPV 18	NEG.	HPV 16	10
750	Cobas 5800 HPV Amplification / Detection Kit, Roche	-	NEG.	-	NEG.	-	HPV 18	-	HPV 18	-	HPV 16	10
754	Cobas 4800 HPV Amplification / Detection Kit, Roche	-	NEG.	-	NEG.	NEG.	HPV 18	NEG.	HPV 18	NEG.	HPV 16	10
783	Human Papilloma Virus (HPV) Screening PCR Kit, GeneProof	-	NEG.	-	NEG.	-	HPV 18	-	HPV 18	-	HPV 16	10

NRL PV	Allplex HPV28 Detection, Seegene	HPV 11	NEG.	NEG.	NEG.	NEG.	HPV 18	NEG.	HPV 18	NEG.	HPV 16	10
	POŽADOVANÝ VÝSLEDEK	HPV 11	NEG.	NEG.	NEG.	NEG.	HPV 18	NEG.	HPV 18	NEG.	HPV 16	

chyba detekce

test neumožňuje detekci LR HPV

chybná interpretace

označeno červeně

-

označeno modře